


## ジェヌエア 各部位の名称 (薬品名:エクリラ)



傾けたままボタンを押すと、  
充填されません。

- ※ ボタンを押すと、1回分の薬がセットされ、信号が赤色から緑色に変わります。
- ※ 正しく吸入できると、カチッという音が出て、信号が緑色から赤色へ戻ります。
- ※ 吸入しないときは薬剤をセットしないで下さい。

湿気に弱いので、使用直前に  
セットします。

## ジェヌエアの吸入手順(薬剤師用) (薬品名:エクリラ)

- ※ 吸入操作練習用具で信号が緑から赤へ戻るか確認します
- ※ 操作はカウンターを上にして行って下さい

